



Postversand infektiöser Stoffe



Laut Gefahrgutverordnung sind von Mensch und Tier entnommene Proben (Patientenproben) nach folgenden Richtlinien zu verpacken:

1 Primärgefäß in Transporthülle mit saugfähigem Material verpacken.




2 Anschließend – wie nachfolgend dargestellt – in eine Post-Versandtasche (Freigestellte medizinische Probe) oder eine Süsse-Postbox (Kiste aus Pappe) verpacken und auf den Postweg bringen.

Die **Post-Versandtasche** wird für Proben eingesetzt, bei denen eine minimale Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie Krankheitserreger enthalten.



Die **Süsse-Postbox** (UN3373) wird für alle potenziell infektiösen Proben eingesetzt (Verpackungsanweisung P650 des ADR).



Postversand von Proben aus Drittländern (nicht EU-Ländern)

Um Verzögerungen bei der Verzollung zu vermeiden und um eine Zustellung zu gewährleisten, müssen neben der oben beschriebenen Verpackung folgende Dokumente (von Ihnen zu erstellen) die Sendung begleiten:

Pro-forma-Rechnung sollte folgende wichtige Angaben enthalten und in dreifacher Ausfertigung von außen an der Sendung gut zugänglich angebracht werden

Exporteur und Empfänger

EORI-Nummer des Empfängers

genaue Warenbeschreibung in Deutsch und/oder Englisch

Warencode (Zolltarifnummer/HS-Code)

Ursprungsland **Warenwert**

Zollinhaltserklärung entsprechend der Angaben aus der Pro-forma-Rechnung ausfüllen und von außen gut sichtbar an der Sendung anbringen

Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls auch bei Ihrem Versanddienstleister über die aktuellen Regeln für den Versand und die Verpackung in Ihrem eigenen Land und dem Empfangsland. Bitte prüfen Sie vor allem, ob Ihr Versanddienstleister eine direkte **Zollabwicklung** anbietet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Martina Knebel · Postabteilung · Telefon +49 (0) 5222 8076-448



Postal shipping of infectious substances



According to the hazardous material regulation, samples (patient samples) from humans and animals must be packed as per the following guidelines:

1 Pack primary receptacle in secondary transport cover with absorbent material.




2 Then pack – as shown – into a postal shipping envelope (exempted medical sample) or a Süsse box (cardboard box) and post.

A **postal shipping envelope** is used for samples, which have a minimal probability of containing pathogens.



The **Süsse-Postbox** (UN3373) is used for all potentially infectious samples (Packaging directive P650 of the ADR).



Postal shipping of samples from third countries (non EU-countries)

To avoid delays during customs clearance and to ensure delivery, apart from the previously described packaging the following documents (produced by you) must accompany the shipment:

Pro forma invoice: Should contain the following important information and be attached in triplicate on the outside of the shipment, easy to access:

Exporter and addressee

Recipient's EORI (Economic Operators' Registration and Identification) number

Exact description of product in German and /or English

Customs Tariff code (Customs trade number / HS-Code)

Country of origin

Product value

Customs declaration: Fill in according to the information of the pro forma invoice and attach visibly to the outside of the packaging.

Please inform yourself at your shipping service provider about the applicable regulations for shipping and packaging in your own country and the recipient country. Please check whether your shipping company offers direct **customs clearance**.

If you have any further questions please call:

Martina Knebel · Postal department · Telephone +49 (0) 5222 8076-448