

Tagesaktuelle Analysenübersicht im flexibel akkreditierten PL- Bereich

Stand: 20.01.2026

Prüfbereich: Gesundheitsversorgung (Medizinische Laboratoriumsuntersuchungen im Rahmen klinischer Studien)

MVZ Labor Krone GmbH

Standort Bad Salzuflen - Siemenstraße 40, 32105 Bad Salzuflen

Gesundheitsversorgung (Medizinische Laboratoriumsuntersuchungen im Rahmen klinischer Studien)

Die Analysenübersicht stellt sich in der Liste "Flexibel akkreditierter Bereich Medizin" mit Ausnahme des Prüfgebiets Humangenetik dar.

Prüfbereich: Forensik

Prüfgebiet: Forensische Alkohologie

Prüfart:

Absorptionsspektrometrie/Photometrie**

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Alkohol (Ethanol)	Plasma, Serum, Blut	photometrischer Farbtest	FO-146/N 17.01.25	AU480

Prüfart:

Gaschromatographie**

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik	Anweisung/ Version	Gerät
Alkohol (Ethanol)	Plasma, Serum, Blut	GC-Headspace	FO-146/N 17.01.25	Perkin Elmer Clarus

Prüfgebiet: Forensische Toxikologie, inkl. zur Fahreignungsdiagnostik

Prüfart:

Immunchemische Verfahren**

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik	Anweisung/Version	Gerät
Amphetamine	Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/Q 19.12.24	DSX BEP3
Benzodiazepine	Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/Q 19.12.24	DSX BEP3
Cannabinoide	Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/Q 19.12.24	DSX BEP3
Cocain (Benzoylcegonin)	Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/Q 19.12.24	DSX BEP3
Ethylglucuronid (EtG)	Urin	Cloned enzyme donor immunoassay	FO-257/D 12.10.23	AU 480
Methadon	Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/Q 19.12.24	DSX BEP3
Opiate	Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/Q 19.12.24	DSX BEP3
Trizyklische Antidepressiva	Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24	DSX

Prüfart:

Photometrie

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik	Anweisung/Version	Gerät
Creatinin	Urin	Photometrischer Farbtest	FO-311/B 27.10.23	AU 480

Prüfart:

Gaschromatographie (GC-MS)**

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik	Anweisung/Version	Gerät
1-Butanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
1-Propanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
2-Butanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
2-Butanon	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
2-Methyl-1-Butanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
2-Methyl-1-Propanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
2-Propanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
3-Methyl-1-Butanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
6-MAM	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040

Δ-9-Tetrahydrocannabinol (THC)	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-301/L 28.08.24	Shimadzu TQ 8040
11-Hydroxy-Δ-9-Tetrahydrocannabinol (OH-THC)	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-301/L 28.08.24	Shimadzu TQ 8040
11-Nor-Δ-9-Tetrahydrocannabinol-9-Carbonsäure (THC-COOH)	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie GC-Massenspektrometrie	FO-301/L 28.08.24 FO-133/Q 05.02.24	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010
Aceton	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
Amphetamin	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie GC-Massenspektrometrie	FO-219/U 22.10.24 FO-227/N 20.03.25	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010
Benzoylecgonin	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie GC-Massenspektrometrie	FO-220/N 24.10.23 FO-207/P 15.08.25	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010
Cocain	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-220/N 24.10.23	Shimadzu TQ 8040
Codein	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040
Dihydrocodein	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040
Hydromorphon	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040
γ-Hydroxy-Buttersäure	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-238/M 04.04.25	Shimadzu TQ 8040
MDA	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie GC-Massenspektrometrie	FO-219/U 22.10.24 FO-227/N 20.03.25	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010
MDE	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie GC-Massenspektrometrie	FO-219/U 22.10.24 FO-227/N 20.03.25	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010
MDMA	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie GC-Massenspektrometrie	FO-219/U 22.10.24 FO-227/N 20.03.25	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010
Methamphetamin	Plasma, Serum, Urin	GC-Tandem-Massenspektrometrie GC-Massenspektrometrie	FO-219/U 22.10.24 FO-227/N 20.03.25	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010
Methanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
Methylbutanol	Plasma, Serum	GC-Massenspektrometrie	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010
Morphin	Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040
Seltene Analyte	Serum, Plasma, Urin, Haare	GC-Massenspektrometrie GC-Tandem-Massenspektrometrie	TO-233/I 07.03.24	Aligent 7000 C Shimadzu QP 2010 Shimadzu TQ 8040

Prüfart:**Flüssigkeitschromatographie (LC-MS)****

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik	Anweisung/Version	Gerät
6-MAM	Haare, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
7-Aminoclonazepam	Plasma, Serum, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
7-Aminoflunitrazepam	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/P 28.03.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/M 12.01.24	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
11-Hydroxy- Δ -9-Tetrahydrocannabinol (11-OH-THC)	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-306/E 28.08.24	Sciex QTRAP 6500+
11-Nor- Δ -9-Tetrahydrocannabinol-9-Carbonsäure (THC-COOH)	Haare, Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-306/E 28.08.24 FO-309/E 31.03.25	Sciex QTRAP 6500+
Δ -9-Tetrahydrocannabinol (THC)	Haare, Plasma, Serum, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-269/H 17.01.25 FO-271/H 05.02.24 FO-306/E 28.08.24	Waters ACQUITY UPLC Sciex QTRAP 6500+
Alprazolam	Haare, Plasma, Serum, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/P 28.03.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
Amphetamin	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/P 28.03.25 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
(R) - Amphetamin (Enantiomerentrennung)	Haare, Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-313/B 17.01.25 FO-314/D 05.10.23 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+
(S) - Amphetamin (Enantiomerentrennung)	Haare, Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-313/B 17.01.25 FO-314/D 05.10.23 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+
Barbiturate (Phenobarbital, Pentobarbital, Thiopental)	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-258/H 29.06.23	Waters ACQUITY UPLC
Benzoylcegonin	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
Bromazepam	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Buprenorphin	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC

Clobazam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Clonazepam	Plasma, Serum, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
Cocaethylen	Haare	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25	Waters ACQUITY UPLC
Cocain	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/G 05.05.23	Waters ACQUITY UPLC
Codein	Haare, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.254 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Desalkylflurazepam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Desmethyloclobazam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Desmethyflunitrazepam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
O-Desmethyltramadol	Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Diazepam	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Dihydrocodein	Haare, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Drogennachweis semiquantitativ (THC (Δ^9 -Tetrahydro-cannabinol), 11-Hydroxy-THC, THC-Carbonsäure, Amphetamin, Methamphetamin, MDMA, MDA, MDEA, Cocain, Benzoylcgonin, Norcocain, Morphin, 6-MAM, Codein, Dihydrocodein, Methadon, EDDP, Buprenorphin, Norbuprenorphin, Tramadol, DM-Tramadol, Tilidin, Nortilidin, Fentanyl, Norfentanyl, Oxycodon, Ketamin, Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Lorazepam, Flunitrazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Zolpidem, Zopiclon)	Trockenblut	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-296/F 17.01.25	Waters ACQUITY UPLC
Drogenscreening (MPU)	Haar	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-254/C 22.04.24	Waters ACQUITY UPLC
EDDP	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-250/M 09.01.26 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo

Ethylglucuronid (EtG)	Haare, Plasma, Serum, Speichel , Trockenblut, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-252/K 20.03.25 FO-248/I 26.10.23 FO-307/E 26.01.24	ABSciex 5500 Qtrap Sciex QTRAP 6500+ Waters ACQUITY UPLC
Fentanyl	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Flunitrazepam	Haare, Plasma, Serum, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
Flurazepam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
General Unknown Screening	Plasma, Serum, Trockenblut, Urin	Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) LCMS	FO-274/E 17.01.25	Waters ACQUITY UPLC
Hydroxylprazosin	Plasma, Serum, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Hydroxy-Benzoylcgonin	Haar	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25	Waters ACQUITY UPLC
Hydroxybromazepam	Plasma, Serum, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Ketamin	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Lorazepam	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Lormetazepam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Lysergsäurediethylamid (LSD)	Haare, Plasma, Serum, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-255/I 26.03.25 FO-319/A 28.02.24	Waters ACQUITY UPLC
MDA	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
MDE	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
MDMA	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC

Medikamenten-Screening 10-Hydroxy-Carbazepin, Amisulprid, Amitriptylin, Aripiprazol, Carbamazepin, Chlorpromazin, Chlorprothixen, Citalopram, Clomethiazol, Clomipramin, Desmethylclomipramin, Clonidin, Clozapin, Desmethylclozapin, Desipramin, Dextromethorphan, Diphenhydramin, Doxepin, Desmethyldoxepin, Doxylamin, Duloxetine, Fluoxetine, Flupentixol, Fluphenazin, Fluvoxamin, Gabapentin, Haloperidol, Hydromorphon, Imipramin, Lamotrigin, Levetiracetam, Levomepromazin, Maprotilin, Melperon, Mephedron, Methylphenidat, Mianserin, Mirtazapin, Nortriptylin, Olanzapin, Opipramol, Paroxetin, Perazin, Pethidin, Pipamperon, Pregabalin, Promazin, Promethazin, Quetiapin, Risperidon, Hydroxy-Risperidon, Ritalinsäure, Sertralin, Sufentanil, Thioridazin, Trazodon, Trimipramin, Venlafaxin, Desmethylvenlafaxin, Ziprasidon	Haare	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-277/C 07.07.21	Waters ACQUITY UPLC
Methadon	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-250/M 09.01.26 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Methamphetamin	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC
(R) - Methamphetamin (Enantiomerentrennung)	Haare, Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-313/B 17.01.25 FO-314/D 05.10.23 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+
(S) - Methamphetamin (Enantiomerentrennung)	Haare, Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-313/B 17.01.25 FO-314/D 05.10.23 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+
Midazolam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Morphin	Haare, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Nitrazepam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Norbuprenorphin	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Norcocain	Haare, Speichel	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-271/H 05.02.24	Waters ACQUITY UPLC

Nordiazepam	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Norfentanyl	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Nortilidin	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Oxazepam	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Oxycodon	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/P 28.03.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Pentobarbital	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-258/H 29.06.23	Waters ACQUITY UPLC
Phenobarbital	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-258/H 29.06.23	Waters ACQUITY UPLC
Phosphatidylethanol (PEth)	Trockenblut	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-310/I 22.12.25	Waters ACQUITY UPLC Sciex QTRAP 6500+
Psilocin	Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-305/C 24.10.23	Waters ACQUITY UPLC
Temazepam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Tetrazepam	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC
Thiopental	Plasma, Serum	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-258/H 29.06.23	Waters ACQUITY UPLC
Tilidin	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Tramadol	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-246/L 09.01.26 FO-271/H 05.02.24 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC
Zolpidem	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo

Zopiclon	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-237/Q 11.08.25 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/H 05.02.24 FO-229/N 17.04.25	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo
Seltene Analyte	Haare, Plasma, Serum, Speichel, Urin, Trockenblut	LC-Tandem-Massenspektrometrie	TO-233/I 07.03.24	Waters ACQUITY UPLC Sciex QTRAP 6500+

Probenahme Forensische Toxikologie, inkl. zur Fahreignungsdiagnostik**

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Probenahmeverfahren	Probenmatrix
AA-FO-007/19.11.2024/E	Probenahme, einschließlich zur Fahreignungsdiagnostik	Urin, Haare, Kapillarblut, Speichel

Prüfbereich: Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und Infektionsprävention)**Prüfgebiet: Hygiene und Infektionsprävention****Prüfart:****Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen****

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
MiQ 23, Teil II 2018 Kapitel 10	Krankenhaushygienische Untersuchungen, Teil II - Krankenhaushygienische Umgebungsuntersuchungen	Abklatschplatten, Tupferabstriche
MiQ 22, Teil I, 2018, Kapitel 4	Krankenhaushygienische Untersuchungen, Teil I - Hygienisch-mikrobiologische Prüfung von flexiblen Endoskopen	Endoskop-Spülflüssigkeiten, Tupferabstriche
DIN EN 17735-2023-02	Gewerbliche Spülmaschinen - Hygieneanforderungen und Prüfung (hier: nur im Bereich der Infektionsprävention)	Edelstahlplättchen, Abklatschplatten, Flottenwasser

Prüfart:**Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen****

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
AM-BA-305/M	Überprüfung der Desinfektionswirkung von Waschmaschinen mit Bioindikatoren (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Bioindikatoren

Prüfart:
Probenahme*

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
MiQ 22, Teil I, 2018, Kapitel 4.3	Krankenhaustygiene, Teil I - Hygienisch-mikrobiologische Prüfung von flexiblen Endoskopen - Probenahme	Endoskop-Spülflüssigkeiten, Tupferabstriche