

تست
LOLLI

راهنمایی برای والدین

SARS-CoV-2-PCR

یک آزمایش برای یک تست PCR

نام کودک

1

سواب را بردارید

درپوش را با سواب
از لوله آزمایش
خارج کنید.



2

نمونه برداری

حدود 30 ثانیه
سواب را بچکید.



لوله آزمایش را ببندید


سواب را دوباره در داخل لوله آزمایش قرار دهید.



بارکد را ثبت کنید

بارکد 12 رقمی

و لطفا آن را در اینجا وارد کنید:



بدون بارکد، نتیجه‌ای هم وجود نخواهد داشت!
نگهداری این فرم اجباری است!

5


ثبت تست

پایگاه اینترنتی را باز کنید

<https://schultestung.labor-daten.de>

و اطلاعات زیر را وارد کنید:

- نام کودک
- تاریخ تولد کودک
- نشانی
- شماره تلفن
- ایمیل
- شماره بارکد



6

کد امنیتی

در قسمت آخر این کد امنیتی را وارد کنید.

مهم: بدون ثبت اطلاعات نتیجه‌ای وجود نخواهد داشت!

درباره مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات، به مدرسه‌تان مراجعه کنید.

لمش رتینا بل:



7

تحويل لوله آزمایش

لوله آزمایش را فوراً، حداکثر تا ساعت 8.30، به مدرسه خود تحويل دهید. نتیجه را از طریق پست دریافت می‌کنید. امکان دیدن نتیجه به صورت آنلاین نیز وجود دارد.

8

نتیجه تست آنلاین

اپلیکیشن

»Mein-Laborergebnis«

را دانلود کنید یا

این وبسایت را باز کنید


<https://mein-laborergebnis.de>



9

کد QR را اسکن کنید یا شماره
QR-Codes (GUID)
را وارد کنید.

روی «تعیین نتیجه» کلیک کنید.



GUID:



10

در مرحله
بعد تاریخ تولد
کودک را وارد کنید.
روی «تایید» کلیک کنید.
فایل پی‌دی‌اف
نتایج شما اکنون
برای دانلود آماده است.

در صورت مثبت بودن نتیجه تست، چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورت مثبت بودن نتیجه تست، فرزند شما باید از هر گونه تماس با افراد دیگر پرهیز کند. اداره بهداشت مسئول شما نتیجه مثبت را دریافت می‌کند و بدون دریافت درخواست، با شما تماس می‌گیرد! درباره پرسش‌ها، لطفاً به معلم کلاس یا هماهنگ‌کننده مدرسه مراجعه کنید.